







Sanafirst Medizintechnik










Mobil: +49 (0) 171 68 77 01 6
Office: +49 (0) 6435 54 36 92
Fax: +49 (0) 6435 5 44 77 66
E-Mail: a.becker@sanafirst.de
Website: www.sanafirst.de
 Autorisierter Vertriebspartner der
 Regen Lab SA Lausanne/Schweiz



PRP® & CELL THERAPY SPECIALISTS

Bestellformular Orthopädie/Sportmedizin

Produkt	Ref.-Nr.	Beschreibung	Preis	Abbildung	Anz.
RegenKit® BCT-T 1 RegenBCT Röhrchen	RK-BCT-T	Das RegenKit® BCT-T beinhaltet ein einzelnes, einfach verblistertes RegenBCT Röhrchen.	Auf Anfrage zzgl. 19% MwSt.		
RegenKit®-BCT-3 DOUBLE BLISTER 3 RegenBCT Röhrchen	RK-BCT-3	Die RegenKit®-BCT-3 DOUBLE BLISTER enthält drei einzeln verpackte RegenBCT Röhrchen, welche zusätzlich steril umverblistert sind. Jedes einzelne Röhrchen ist für die Herstellung von 5 bis 6 ml autologem Thrombozytenkonzentrat (A-PRP) aus ursprünglich 10 ml venösem Blut des Patienten entwickelt.	Auf Anfrage zzgl. 19% MwSt.		
RegenKit® BCT-3 SINGLE BLISTER 3 RegenBCT Röhrchen	RK-BCT-3	Die RegenKit®-BCT-3 SINGLE BLISTER enthält drei einzeln verpackte RegenBCT Röhrchen. Jedes einzelne Röhrchen ist für die Herstellung von 5 bis 6 ml autologem Thrombozytenkonzentrat (A-PRP) aus ursprünglich 10 ml venösem Blut des Patienten entwickelt.	Auf Anfrage zzgl. 19% MwSt.		
CellularMatrix 3 Regen BCT-HA Röhrchen	BCT-HA-3	Das BCT-HA Kit beinhaltet sterile und nicht-pyrogene Röhrchen, die eine einstufige Aufbereitung einer PRP-Hyaluronsäure-Mischung ermöglichen. Jedes Kit beinhaltet 3 einzeln verpackte Röhrchen, welche zusätzlich steril umverblistert sind.	Auf Anfrage zzgl. 19% MwSt.		

<p>CellularMatrix 3 Regen ACP-HA Röhrrchen</p>	<p>ACP-HA-3</p>	<p>Das ACP-HA Kit beinhaltet sterile und nicht-pyrogene Röhrrchen, die eine einstufige Aufbereitung einer PRP-Hyaluronsäure-Mischung ermöglichen. Jedes Kit beinhaltet 3 einzeln verpackte Röhrrchen, welche zusätzlich steril umverblistert sind.</p>	<p>Auf Anfrage zzgl. 19% MwSt.</p>		
<p>RegenKit ATS-T</p>	<p>RK-ATS-T</p>	<p>RegenKit ATS-T beinhaltet ein einzeln und einfach verblistertes Röhrrchen ATS.</p>	<p>Auf Anfrage zzgl. 19% MwSt.</p>		
<p>RegenKit® ATS-3T 3 RegenATS Röhrrchen</p>	<p>RK-ATS-3T</p>	<p>Das RegenKit ATS-3T entspricht dem RegenKit ATS-3. Es unterscheidet sich lediglich dadurch, dass die Röhrrchen statt doppelt, einfach verblistert sind.</p>	<p>Auf Anfrage zzgl. 19% MwSt.</p>		
<p>Accessory Kit 3x 3 Safety-Lok Butterfly Nadeln 3 Transfer-Geräte</p>	<p>BCA-Set3</p>	<p>Blutnahmeset für RegenLab Röhrrchen und Plasmatransfercontainer</p>	<p>Auf Anfrage zzgl. 19% MwSt.</p>		
<p>Accessory Kit 25x 25 Safety-Lok Butterfly Nadeln 25 Transfer-Container</p>	<p>BCA-Set25</p>	<p>Blutnahmeset für RegenLab Röhrrchen und Plasmatransfercontainer</p>	<p>Auf Anfrage zzgl. 19% MwSt.</p>		
<p>Patientenflyer Sportmedizin</p>	<p>RegenKit A-PRP-BCT-MSK-SPORT-FLY</p>	<p>Patientenflyer dienen als Informationsmaterial für Ihre Patienten.</p>	<p>Auf Anfrage zzgl. 19% MwSt.</p>		
<p>Patientenflyer Gelenkschmerz</p>	<p>RegenKit A-PRP-BCT-MSK-MOBILITY-FLY</p>	<p>Patientenflyer dienen als Informationsmaterial für Ihre Patienten.</p>	<p>Auf Anfrage zzgl. 19% MwSt.</p>		
<p>125mm Counterbalance 1 Counterbalance Röhrrchen</p>	<p>Tube Contre-balance 125 mm</p>	<p>Die Counterbalance Röhrrchen werden als Ausgleichsgewicht in de Zentrifuge verwendet.</p>	<p>Auf Anfrage zzgl. 19% MwSt.</p>		
<p>RegenPRP Zentrifuge 1 Zentrifuge</p>	<p>RGL-PRP-D</p>	<p>RegenLab bietet zwei Optionen für den Erhalt einer Zentrifuge zur PRP Aufbereitung an, sofern noch keine vorhanden ist. Sie kann einerseits gekauft oder für einen monatlich fälligen Betrag gemietet werden.</p>	<p>Auf Anfrage zzgl. 19% MwSt.</p>		<p>Kauf</p>
	<p>RGL-PRP-D/LOAN</p>		<p>Auf Anfrage zzgl. 19% MwSt.</p>		<p>Miete</p>