













Sanafirst Medizintechnik

Mobil: +49 (0) 171 68 77 01 6
Office: +49 (0) 6435 54 36 92
Fax: +49 (0) 6435 5 44 77 66
E-Mail: a.becker@sanafirst.de
Website: www.sanafirst.de
 Autorisierter Vertriebspartner der
 Regen Lab SA Lausanne/Schweiz



Bestellformular Orthopädie/Sportmedizin

Produkt	Ref.-Nr./UDI	Beschreibung	Preis	Abbildung	Anz.
RegenKit® BCT-T 1 RegenBCT Röhrchen	RK-BCT-T 7640138980831	Das RegenKit® BCT-T beinhaltet ein einzelnes, einfach verblistertes RegenBCT Röhrchen.	Preis auf Anfrage		
RegenKit® BCT-3 SINGLE BLISTER 3 RegenBCT Röhrchen	RK-BCT-3 SF-26V321 7640138981234	Die RegenKit®-BCT-3 SINGLE BLISTER enthält drei einzeln verpackte RegenBCT Röhrchen. Jedes einzelne Röhrchen ist für die Herstellung von 5 bis 6 ml autologem Thrombozytenkonzentrat (A-PRP) aus ursprünglich 10 ml venösem Blut des Patienten entwickelt.	Preis auf Anfrage.		
CellularMatrix™ BCT-HA 3 BCT-HA Röhrchen	BCT-HA-3 7640138980022	Das BCT-HA Kit beinhaltet sterile und nicht-pyrogene Röhrchen, die eine einstufige Aufbereitung einer PRP- Hyaluronsäure-Mischung ermöglichen. Jedes Kit beinhaltet 3 einzeln verpackte Röhrchen, welche zusätzlich steril umverblistert sind. (4,5-5ml PRP-Hyaluronsäure-Mischung)	Preis auf Anfrage		
CellularMatrix™ ACP-HA 3 ACP-HA Röhrchen	ACP-HA-3 7640138980343	Das ACP-HA Kit beinhaltet sterile und nicht-pyrogene Röhrchen, die eine einstufige Aufbereitung einer PRP- Hyaluronsäure-Mischung ermöglichen. Jedes Kit beinhaltet 3 einzeln verpackte Röhrchen, welche zusätzlich steril umverblistert sind. (5-5,5ml PRP-Hyaluronsäure-Mischung)	Preis auf Anfrage		

RegenKit ATS-T	RK-ATS-T 7640138980916	RegenKit ATS-T beinhaltet ein einzeln und einfach verblistertes Röhrchen ATS.	Preis auf Anfrage		
RegenKit® ATS-3 (Single Bilster) 3 RegenATS Röhrchen	RK-ATS-3T 7640138980404	Das RegenKit® ATS-3 SingleBlister enthält 3 einzeln verpackte RegenATS Röhrchen. Jedes Röhrchen wird für die Herstellung von 4 bis 8 ml autologem Thrombin Serum (ATS) aus ursprünglich 10 ml venösem Blut verwendet.	Preis auf Anfrage		
Accessory Kit 3x 3 Safety-Lok Butterfly Nadeln 3 Transfer-Geräte	BCA-Set3 7640138980329	Blutentnahmeset für RegenLab Röhrchen und Plasmatransfercontainer	Preis auf Anfrage		
Accessory Kit 25x 25 Safety-Lok Butterfly Nadeln 25 Transfer-Geräte	BCA-Set25	Blutentnahmeset für RegenLab Röhrchen und Plasmatransfercontainer	Preis auf Anfrage		
Patientenflyer Sportmedizin	PRP-Therapie Sportmedizin	Patientenflyer dienen als Informationsmaterial für Ihre Patienten.	Preis auf Anfrage		
Patientenflyer Gelenkschmerz	Knie-Arthrose	Patientenflyer dienen als Informationsmaterial für Ihre Patienten.	Preis auf Anfrage		
125mm Counterbalance 1 Counterbalance Röhrchen	Tube Contre- balance 125 mm	Ausgleichsgewichte für die Zentrifuge RGL-PRP-D	Preis auf Anfrage		
RegenPRP Zentrifuge 1 Zentrifuge	RGL-PRP-D	RegenLab bietet zwei Optionen für den Erhalt einer Zentrifuge zur PRP Aufbereitung an, sofern noch keine vorhanden ist. Sie kann einerseits gekauft oder für einen monatlich fälligen Betrag gemietet werden.	Preis auf Anfrage		Kauf
	RGL-PRP-D/LOAN		Preis auf Anfrage		Miete

